



## ZIMMER CARDIOCOMPACT P8000 POWER EKG – GERÄT

SKU: CX092024

~~1.250,00 €~~ **936,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [EMG und EEG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Zimmer Cardiocompact P8000 ist ein tragbares Elektrokardiogramm (EKG)-Gerät, das für die Durchführung von EKG-Untersuchungen in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine kompakte und benutzerfreundliche Lösung zur Überwachung der Herzaktivität.

Einige der Hauptmerkmale des Cardiocompact P8000 könnten Folgendes umfassen:

1. **Tragbarkeit:** Das Gerät ist leicht und einfach zu transportieren, was es ideal für den Einsatz in Notfällen oder in der Hausarztpraxis macht.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Benutzeroberfläche und einfache Bedienung ermöglichen eine schnelle Durchführung von EKGs.
3. **Datenübertragung:** Möglicherweise bietet das Gerät Funktionen zur drahtlosen Datenübertragung oder zur Integration in elektronische Patientenakten.
4. **Vielfältige EKG-Modi:** Es könnte verschiedene Modi für die EKG-Aufzeichnung bieten, einschließlich Ruhe-EKG und Belastungs-EKG.
5. **Analysefunktionen:** Das Gerät könnte über integrierte Analysefunktionen verfügen, um die Ergebnisse zu interpretieren und potenzielle Anomalien zu identifizieren.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

