



ZIMMER SONO5 - SONO 5

SKU: DB112023-NV



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Zimmer Sono5 ist ein tragbares Ultraschallgerät, das für verschiedene medizinische Anwendungen konzipiert wurde. Es wird häufig in der Notfallmedizin, in der Anästhesie und in der allgemeinen Medizin eingesetzt. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Zimmer Sono5:

Hauptmerkmale des Zimmer Sono5

1. **Tragbarkeit:** Der Sono5 ist leicht und kompakt, was ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht, einschließlich Notaufnahmen, Hausbesuchen oder mobilen Praxen.
2. **Benutzerfreundliche Oberfläche:** Das Gerät verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Bedienung ermöglicht und die Durchführung von Ultraschalluntersuchungen erleichtert.
3. **Bildqualität:** Der Sono5 bietet eine hohe Bildqualität mit klaren und detaillierten Darstellungen, die für präzise Diagnosen wichtig sind.
4. **Vielseitige Anwendungen:** Das Gerät kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, darunter abdominale Ultraschalluntersuchungen, gynäkologische Untersuchungen, kardiologische Untersuchungen und mehr.
5. **Echtzeit-Bildgebung:** Der Sono5 ermöglicht Echtzeit-Bildgebung, was für die Beurteilung von Organen und Geweben während der Untersuchung entscheidend ist.
6. **Doppler-Funktionalität:** Einige Modelle bieten auch Doppler-Funktionen zur Beurteilung des Blutflusses in Gefäßen.
7. **Akku-Betrieb:** Viele tragbare Ultraschallgeräte wie der Sono5 verfügen über einen Akku-Betrieb, was die Mobilität erhöht und den Einsatz an Orten ohne Stromversorgung ermöglicht.
8. **Ergonomisches Design:** Das Design des Geräts ist oft ergonomisch gestaltet, um eine einfache Handhabung während der Untersuchung zu gewährleisten.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

