



## ZOLL M-SERIE DEFIBRILLATOR

SKU: CI112024-NV

**Der Zoll M-Serie Defibrillator** ist ein zuverlässiges, mobiles Gerät zur schnellen Behandlung von Herzstillstand durch effektive Defibrillation und Überwachung lebenswichtiger Parameter. Mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche und robustem Design unterstützt er medizinisches Personal in Notfallsituationen effizient und sicher.



---

Categories: [Defibrillatoren](#), [Kardiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Der Zoll M-Serie Defibrillator ist ein tragbares Notfallgerät, das für die Defibrillation und Überwachung von Vitalparametern bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird.** Es bietet eine schnelle, effektive und benutzerfreundliche Lösung in Notfällen und wird häufig in der Notfallmedizin sowie in Krankenhäusern und Notarztwagen verwendet. Das Gerät hilft, den Herzrhythmus von Patienten zu stabilisieren und rettet Leben, indem es im Notfall eine schnelle Defibrillation ermöglicht.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

