




ZOLL M SERIES BIPHASIC 200 MIT 2 TASCHEN - DEFIBRILLATOR

SKU: -EG042024

Der **Zoll M Series BIPHASIC 200** ist ein zuverlässiger Defibrillator mit biphasischer Impulstechnologie, der schnelle und effektive Herzrhythmuskorrekturen ermöglicht. Mit zwei integrierten Taschen bietet er optimale Mobilität und Schutz für den Einsatz in medizinischen Notfallsituationen.



Categories: [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Zoll M Series BIPHASIC 200 Mit 2 Taschen** ist ein hochmoderner, tragbarer Defibrillator, der speziell für den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Rettungsdiensten und anderen Notfallsituationen entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichem Design, um eine schnelle und effektive Behandlung bei plötzlichem Herzstillstand zu gewährleisten.

Hauptmerkmale des Zoll M Series BIPHASIC 200:

- **Biphasischer Schock:** Mit einer Energieabgabe von 200 Joule bietet das Gerät eine effiziente und schonende Defibrillation, die die Herzmuskelfunktion optimal unterstützt.
- **Inklusive 2 Taschen:** Die Lieferung umfasst zwei praktische Transporttaschen, die den sicheren Transport und eine einfache Handhabung des Defibrillators ermöglichen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Menüs und klare Sprachanweisungen führen den Anwender Schritt für Schritt durch den Defibrillationsprozess, was besonders in Stresssituationen eine schnelle Anwendung ermöglicht.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist für den mobilen Einsatz konzipiert und zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen sowie durch ein geringes Gewicht aus.
- **Multifunktionale Überwachung:** Neben der Defibrillation bietet das Zoll M Series BIPHASIC 200 umfassende



Monitoring-Funktionen, darunter EKG-Überwachung, Pulsoximetrie und Atemfrequenzmessung.

- **Langfristige Batterielebensdauer:** Die leistungsstarke Batterie garantiert eine zuverlässige Einsatzbereitschaft auch bei längeren Einsätzen und reduziert Wartungsaufwand.
- **Datenmanagement:** Das Gerät speichert alle relevanten Behandlungsdaten und ermöglicht eine einfache Übertragung zu Analyse- und Dokumentationszwecken.

Anwendungsgebiete:

Der Zoll M Series BIPHASIC 200 ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Kliniken und Krankenhäusern
- Rettungsdiensten und Notfallmedizin
- Industriebetrieben und öffentlichen Einrichtungen
- Sportstätten und Veranstaltungen
- Militär- und Katastrophenschutz

Dank seiner fortschrittlichen Technologie und der robusten Bauweise ist der **Zoll M Series BIPHASIC 200 Mit 2 Taschen** ein zuverlässiger Partner in jeder Notfallsituation, der Leben rettet und medizinisches Personal optimal unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

