




[ZOLL THERMOGARD XP DOM 2011](#)

SKU: AE022024 - DE122025

~~1.500,00 €~~ **1.450,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

ZOLL Thermogard XP DOM 2011 ist ein hochmodernes Temperaturmanagement-System, das präzise Kontrolle der Körpertemperatur während medizinischer Eingriffe ermöglicht. Es gewährleistet eine sichere und effiziente Temperaturregulierung zur Unterstützung der Patientenversorgung.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ZOLL Thermogard XP DOM 2011** ist ein hochmodernes, medizinisches Gerät zur präzisen Temperaturkontrolle bei Patienten während chirurgischer Eingriffe und intensivmedizinischer Behandlungen. Es ermöglicht eine effektive und sichere Regulation der Körperkerntemperatur durch ein innovatives, intravaskuläres Temperatursystem.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Temperatursteuerung:** Das System garantiert eine exakte Einstellung und Aufrechterhaltung der gewünschten Körpertemperatur, wodurch das Risiko von Komplikationen durch Hypo- oder Hyperthermie minimiert wird.
- **Intravaskuläre Kühlung und Erwärmung:** Durch den Einsatz spezieller Katheter wird die Temperatur direkt im Blutkreislauf reguliert, was eine schnelle und kontrollierte Anpassung ermöglicht.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein intuitives Bedienfeld erleichtert die Steuerung und Überwachung der Temperaturparameter in Echtzeit.
- **Sicherheitsmechanismen:** Integrierte Alarmer und automatische Abschaltungen gewährleisten den Schutz des



Patienten und des Bedienpersonals.

- **Kompatibilität:** Das Thermogard XP DOM 2011 ist kompatibel mit verschiedenen intravaskulären Kathetern von ZOLL, was eine flexible Anwendung in unterschiedlichen klinischen Situationen ermöglicht.

Anwendungsgebiete:

- Postoperative Temperaturkontrolle bei großen chirurgischen Eingriffen
- Therapeutische Hypothermie zur neuroprotektiven Behandlung nach Herzstillstand
- Management von Fieber bei kritisch kranken Patienten
- Präzise Temperaturregulierung während der Intensivpflege

Vorteile für Klinik und Patient:

- Verbesserung des Behandlungserfolgs durch gezielte Temperaturkontrolle
- Reduzierung von Komplikationen wie Infektionen oder neurologischen Schäden
- Erleichterung der Arbeit des medizinischen Personals durch automatisierte Prozesse
- Erhöhung der Patientensicherheit durch zuverlässige Überwachungsfunktionen

Das **ZOLL Thermogard XP DOM 2011** stellt somit eine unverzichtbare Lösung für Krankenhäuser und Kliniken dar, die höchste Ansprüche an die Temperaturmanagementtechnologie stellen. Es unterstützt die medizinischen Teams dabei, optimale Therapieergebnisse zu erzielen und die Patientensicherheit nachhaltig zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

