




ZONARE C9-3 // C 9 3 CONVEX ARRAY PROBE FOR ZONARE ULTRASOUNDS

SKU: x102023.k

1.550,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Die Zonare C9-3 Convex Array Sonde ist speziell für Zonare Ultraschallsysteme entwickelt und bietet eine hervorragende Bildqualität bei abdominalen und allgemeinen Untersuchungen. Mit ihrem breiten Frequenzbereich ermöglicht sie präzise Diagnosen durch eine optimale Gewebeauflösung und Tiefenpenetration.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Zonare C9-3 // C 9 3 Convex Array Sonde** ist eine hochentwickelte Ultraschallsonde, die speziell für den Einsatz mit Zonare Ultraschallsystemen entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit und hervorragende Bildqualität aus und ist ideal für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Frequenzbereich:** 3 bis 9 MHz – ermöglicht eine optimale Kombination aus Eindringtiefe und Auflösung.
- **Convex Array Design:** Ergonomische Bauweise mit einem gewölbten Schallkopf, die eine breite Abdeckung bei abdominalen und allgemeinen Untersuchungen gewährleistet.
- **Breites Anwendungsspektrum:** Geeignet für abdominale, gynäkologische, urologische und pädiatrische Untersuchungen sowie für die Notfallmedizin.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Dank des Zonare-eigenen Ultraschalltechnologie-Systems werden klare,



kontrastreiche Bilder mit hoher Detailgenauigkeit erzeugt.

- **Robustheit und Langlebigkeit:** Die Sonde ist für den anspruchsvollen klinischen Alltag konstruiert und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Desinfektionsprozessen aus.
- **Einfache Integration:** Kompatibel mit verschiedenen Zonare Ultraschallsystemen, wodurch ein nahtloser Workflow in der medizinischen Diagnostik gewährleistet ist.

Anwendungsgebiete:

- Abdominale Sonographie (Leber, Nieren, Milz, Bauchspeicheldrüse)
- Gynäkologische Untersuchungen (Gebärmutter, Eierstöcke)
- Urologische Bildgebung
- Pädiatrische Untersuchungen
- Notfall- und Intensivmedizin

Die Zonare C9-3 Sonde unterstützt Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und bietet durch ihre fortschrittliche Technologie eine verlässliche Bildgebung, die zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

