



## [ZONARE Z.ONE - FARBDOPPLER L8-3 LINEAR + L14-5W + C4-1 MIKROKONVEX](#)

SKU: KK072021-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**ZONARE Z.One** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, ausgestattet mit den Sonden *L8-3 Linear*, *L14-5w* und *C4-1 Mikrokonvex*, das präzise Farbdoppler-Diagnostik in herausragender Bildqualität ermöglicht. Es bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für die Gefäß-, Gewebe- und Abdomenuntersuchung mit exzellenter Auflösung und zuverlässiger Leistung.



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ZONARE Z.One** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für vielfältige diagnostische Anwendungen entwickelt wurde. Es überzeugt durch seine herausragende Bildqualität und innovative Technologie, die präzise und zuverlässige Diagnosen ermöglicht.

Dieses Paket beinhaltet drei spezielle Schallköpfe:

- **Farbdoppler L8-3 Linear:** Ideal für detaillierte Untersuchungen von oberflächlichen Strukturen wie Gefäßen, Muskeln und Nerven. Der Linear-Schallkopf bietet eine hervorragende Auflösung und ermöglicht präzise Farbdoppler-Darstellungen zur Beurteilung der Durchblutung.
- **L14-5w Linear:** Ein hochfrequenter Linear-Schallkopf, der besonders für feinauflösende Untersuchungen in der Angiologie, Dermatologie und kleinen Gelenken geeignet ist. Er liefert exzellente Bilddetails bei oberflächennahen Untersuchungen.

- **C4-1 Mikrokonvex:** Dieser Schallkopf bietet eine breite Abdeckung mit einer kompakten Bauform und eignet sich optimal für abdominale und pädiatrische Untersuchungen sowie echokardiographische Anwendungen. Die Mikrokonvex-Technologie ermöglicht komfortable Zugänglichkeit und exzellente Bildgebung auch in schwierigen Bereichen.

#### **Technische Highlights des ZONARE Z.One Systems:**

- **Zone Sonography® Technology:** Innovative Bildgebungstechnik für verbesserte Bildqualität und Tiefenschärfe bei gleichzeitig reduzierter Artefaktbildung.
- **Farbdoppler-Funktion:** Ermöglicht die dynamische Darstellung von Blutfluss und Gefäßstrukturen mit hoher Genauigkeit.
- **Ergonomisches Design:** Benutzerfreundliche Bedienoberfläche und flexible Schallkopfhalterungen für effizientes Arbeiten in klinischen Umgebungen.
- **Vielseitige Anwendungen:** Geeignet für Radiologie, Kardiologie, Gefäßdiagnostik, Gynäkologie, Pädiatrie und mehr.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Klare Darstellung von Gewebestrukturen zur sicheren Diagnosestellung.

Das ZONARE Z.One System mit den Schallköpfen L8-3 Linear, L14-5w und C4-1 Mikrokonvex stellt eine umfassende Lösung für Ultraschalluntersuchungen dar, die sowohl Präzision als auch Vielseitigkeit in der medizinischen Bildgebung gewährleistet. Es unterstützt Fachärzte dabei, sichere Diagnosen zu erstellen und die Patientenversorgung auf einem hohen Niveau zu gewährleisten.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

